

# Bestellformular für Orthesensitzschalen und Sitz-Rückeneinheiten

**Absender:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Kommission:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie an:  Bestellung -  Kostenvoranschlag

Alle Preise verstehen sich inklusive Montage, Schrauben und Montagezubehör, netto in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand.

## 1. GRUNDSYSTEM

### 1.1 ORTHESENSITZSCHALE

Anatomisch gefrästes Sitz- und Rückenmodul mit integrierter Abduktions- und Thoraxführung in mitwachsendem Aluminiumrohling mit Probebezug. Nach Vakuumabdruck oder nach Maß.

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> AS.V.GR1	Nach Vakuumabdruck Gr.1 (Sitzbreite 20 - 30 cm)	2.234,00 €
<input type="checkbox"/> AS.V.GR2	Nach Vakuumabdruck Gr.2 (Sitzbreite 31 - 40 cm)	2.406,00 €
<input type="checkbox"/> AS.V.GR3	Nach Vakuumabdruck Gr.3 (Sitzbreite 41 - 50 cm)	2.523,00 €
<input type="checkbox"/> AS.M.GR1	Nach Maß Gr.1 (Sitzbreite 20 - 30 cm)	1.798,00 €
<input type="checkbox"/> AS.M.GR2	Nach Maß Gr.2 (Sitzbreite 31 - 40 cm)	2.008,00 €
<input type="checkbox"/> AS.M.GR3	Nach Maß Gr.3 (Sitzbreite 41 - 50 cm)	2.125,00 €
	<i>Sondergrößen auf Anfrage</i>	

### 1.2 SITZ-RÜCKENEINHEIT

Anatomische Sitz-Rückeneinheit mit integrierter Abduktions- und Thoraxführung und Probebezug. Nach Vakuumabdruck oder nach Maß.

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> SR.V.GR1	Nach Vakuumabdruck Gr.1 (Sitzbreite 20 - 30 cm)	1.846,00 €
<input type="checkbox"/> SR.V.GR2	Nach Vakuumabdruck Gr.2 (Sitzbreite 31 - 40 cm)	2.024,00 €
<input type="checkbox"/> SR.V.GR3	Nach Vakuumabdruck Gr.3 (Sitzbreite 41 - 50 cm)	2.169,00 €
<input type="checkbox"/> SR.M.GR1	Nach Maß Gr.1 (Sitzbreite 20 - 30 cm)	1.301,00 €
<input type="checkbox"/> SR.M.GR2	Nach Maß Gr.2 (Sitzbreite 31 - 40 cm)	1.469,00 €
<input type="checkbox"/> SR.M.GR3	Nach Maß Gr.3 (Sitzbreite 41 - 50 cm)	1.528,00 €
	<i>Sondergrößen auf Anfrage</i>	

### 1.3 EINZELNE SITZ- ODER RÜCKENMODULE

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> S.V.001	Anatomisches Sitzkissen mit Probebezug und Aluminiumträger, nach Vakuumabdruck	705,00 €
<input type="checkbox"/> S.M.001	Anatomisches Sitzkissen mit Probebezug und Aluminiumträger, nach Maß	491,00 €
<input type="checkbox"/> R.V.001	Anatomische Rückeneinheit mit integrierter Thoraxführung, Probebezug und Aluminiumträger, nach Vakuumabdruck	1.455,00 €
<input type="checkbox"/> R.M.001	Anatomische Rückeneinheit mit integrierter Thoraxführung, Probebezug und Aluminiumträger, nach Maß	747,00 €
<input type="checkbox"/> S.M.002	Weichlagerungssitz nach Maß auf Multiplexplatte inkl. Versiegelung mit Neopren	825,00 €

## 2. BEZÜGE

Die Größe des Bezuges wird der Größe des Grundsystems angepasst.

Artikelnummer	Artikel	Preis	Gr.1	Gr.2	Gr.3
<input type="checkbox"/> AS.V.BEZ.001-003	Bezug für AS.V.GR1-3	474,00 €	488,00 €	494,00 €	
<input type="checkbox"/> AS.M.BEZ.001-003	Bezug für AS.M.GR1-3	372,00 €	392,00 €	407,00 €	
<input type="checkbox"/> SR.V.BEZ.001-003	Bezug für SR.V.GR1-3	386,00 €	414,00 €	433,00 €	
<input type="checkbox"/> SR.M.BEZ.001-003	Bezug für SR.M.GR1-3	339,00 €	352,00 €	387,00 €	
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.006-008	Bezug, abnehmbar über Druckknöpfe, einteilig	520,00 €	553,00 €	570,00 €	
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.009-010	Bezug aus 2,5 mm Neopren, ein- oder zweifarbig	560,00 €	600,00 €	640,00 €	

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> S.V.BEZ.001	Bezug für Sitz nach Vakuumabdruck S.V.001	235,00 €
<input type="checkbox"/> S.M.BEZ.001	Bezug für Sitz nach Maß S.M.001/002	189,00 €
<input type="checkbox"/> R.V.BEZ.001	Bezug für Rückeneinheit nach Vakuumabdruck R.V.001	274,00 €
<input type="checkbox"/> R.M.BEZ.001	Bezug für Rückenschale nach Maß R.M.001	203,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.001	Aufpreis für Dartex als Bezugsstoff für den Sitz	51,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.002	Aufpreis für Dartex als Bezugsstoff für den Rücken	51,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.003	Aufpreis für Dartex im Sitz mit abnehmbarem Stoffinlet (Inko-Versorgung)	160,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.004	Abnehmbares Stoffinlet Sitz	112,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.BEZ.005	Mehrpriis für abnehmbare Bezüge durch umlaufenden Reißverschluss	91,70 €

### 3. POLSTERUNGSVARIANTEN

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> SYS.POL.001	Relaxschaumdeckschicht 10 mm im Sitz	112,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.002	Relaxschaumdeckschicht 10 mm im Rücken	112,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.003	Relaxschaumdeckschicht 20 mm im Sitz	137,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.004	Relaxschaumdeckschicht 20 mm im Rücken	137,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.005	PUD Beschichtung des Sitzes bei RG40/50/70 (Inko-Versorgung)*	244,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.006	PUD Beschichtung des Rückens bei RG40/50/70 (Inko-Versorgung)* <i>*ohne Gewährleistung, nicht rabattierbar</i>	244,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.007	Einarbeitung Anti-Dekubitus Sitzkissen	122,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.POL.008	Einarbeitung High Density entlastender Schaum AIREX im Sitz	221,50 €

### 4. THORAXFÜHRUNGEN

Wählen Sie für jede Körperseite - aus Sicht des Patienten – die benötigten Bauteile aus.

Seite	Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück	
<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.030/031	Thoraxpelotte in Breite und Höhe verstellbar	145,20 €	
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.032/033	Thoraxpelotte abschwenkbar, in Breite und Höhe verstellbar	184,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.034/035	Thoraxpelotte steckbar, in Breite und Höhe verstellbar	265,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.036/037	Thoraxpelotte abschwenkbar 180° über Druckknopf	224,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.038/039	Thoraxpelotte verstellbar über Lamellengelenk, inkl. Unihalter	135,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.040/041	Thoraxpelotte flexibel den Rumpf umgreifend mit Kunststoffinlet	131,50 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.049/050	Thoraxpelotte abschwenkbar, in Breite u. Höhe verstellbar, flache Ausführung	300,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.051/052	Thoraxpelotte extern angeschraubt, Achselhöhe > Rückenlänge	70,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.500/501	Thoraxpelotte in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.043/044	Mehrpriis Oberarmführung an verstellbarer Pelotte	23,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.045/046	Oberarmführung nach Maß	60,60 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.047/048	Oberarmführung integriert aus dem Abdruck	68,30 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.BEZ.030-052	Bezug für Thoraxpelotte	46,00 €
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.BEZ.500/501	Bezug für Thoraxpelotte in Sonderanfertigung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> SYS.THO.BEZ.045/046	Bezug für Oberarmführung	43,30 €

### 5. SITZ- UND BECKENOPTIONEN

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.030	Abduktionskeilhalter abklappbar, 15 x 15 mm, inkl. Unihalter	193,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.031	Abduktionskeilhalter vorsteckbar, 15 x 15 mm, inkl. Unihalter	143,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.032	Abduktionskeilhalter einziehbar über Umlenkmechanismus mit Gurtband	128,40 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.033	Abduktionskeilhalter vorsteckbar mit Schnellspannarretierung, 15 x 15 mm, inkl. Halter	253,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.034	Abduktionskeilhalter von oben einsteckbar, auf Flachlasche montiert, 15 x 15 mm	152,85 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.035	Abduktionskeilhalter abklappbar, mit Flachlasche	199,75 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.038	Abduktionskeilhalter vorsteckbar mit Handrad, 15 x 15 mm, inkl. Halter	238,45 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.039	Abduktionskeilhalter vorsteckbar, 10 x 10 mm, inkl. Unihalter	199,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.076	Abduktionskeil gepolstert mit Platte als Aufnahme, Gr.1, 80 x 160 x 180 mm (B x H x T)	86,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.077	Abduktionskeil gepolstert mit Platte als Aufnahme, Gr.2, 90 x 180 x 210 mm (B x H x T)	87,90 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.078	Abduktionskeil gepolstert mit Platte als Aufnahme, Gr.3, 120 x 200 x 250 mm (B x H x T)	89,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.500	Abduktionskeil in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.070	Oberschenkelführung steckbar links	198,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.071	Oberschenkelführung steckbar rechts	198,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.073	Oberschenkelspange mit Abduktionsführung in Sonderanfertigung	427,95 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.082	Hochgezogene Oberschenkelführung für Sitz-u. Rückeneinheit, links	52,95 €

<input type="checkbox"/> SYS.SIT.083	Hochgezogene Oberschenkelführung für Sitz-u. Rückeneinheit, rechts	52,95 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.076	Bezug für Abduktionskeil Gr.1	84,80 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.077	Bezug für Abduktionskeil Gr.2	86,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.078	Bezug für Abduktionskeil Gr.3	88,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.500	Bezug für Abduktionskeil in Sonderanfertigung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.070	Bezug für steckbare Oberschenkelführung links	90,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.071	Bezug für steckbare Oberschenkelführung rechts	90,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.BEZ.073	Bezug für Oberschenkelspanne mit Abduktionsführung	173,00 €

## 6. KOPFSTÜTZENSYSTEME

Wählen Sie alle benötigten Teile (Kopfstütze, Aufnahme, Tiefeneinschub, Halterung und ggf. Bezug). Für Anbauteile in dieser Kategorie verwenden wir gekröpfte (15 x 15 mm)\* / flache (10 x 10 mm)\*\* Unihalter, falls benötigt. Wünschen Sie andere Unihalter, machen Sie bitte unter Punkt 13 Ihr Kreuz.

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.052	Kopfstütze flach geformt, ungekantet, gepolstert, Gr.1, ca. 320 x 120 mm (B x H)	55,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.053	Kopfstütze flach geformt, ungekantet, gepolstert, Gr.2, ca. 410 x 120 mm (B x H)	57,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.058	Kopfstütze mit seitlicher Führung, gepolstert, Gr.1, ca. 260 x 100 mm (B x H)	72,35 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.059	Kopfstütze mit seitlicher Führung, gepolstert, Gr.2, ca. 340 x 120 mm (B x H)	74,35 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.060	Kopfstütze mit seitlicher Führung, gepolstert, Gr.3, ca. 420 x 140 mm (B x H)	76,35 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.063	Kopfstütze Muschelform, gepolstert, Kunststoff tiefgezogen, Gr.1, 250 x 120 mm (B x H)	79,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.064	Kopfstütze Muschelform, gepolstert, Kunststoff tiefgezogen, Gr.2, 280 x 160 mm (B x H)	81,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.068	Kopfstütze Muschelform, gekantet, gepolstert, Gr.1, ca. 210 x 120 mm (B x H)	79,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.069	Kopfstütze Muschelform, gekantet, gepolstert, Gr.2, ca. 230 x 150 mm (B x H)	80,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.070	Kopfstütze Muschelform, gekantet, gepolstert, Gr.3, ca. 280 x 160 mm (B x H)	81,80 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.072	Kopfstütze dreiteilig verstellbar, gepolstert	224,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.073	Kopfstütze als Rückenverlängerung in Schalenbreite, gepolstert, mit zwei Aufnahmen für Kopfstützenhalterungen, in Sonderanfertigung	294,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.074	Kopfstütze integriert aus Abdruck	217,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.075	Kopfstütze dreiteilig mit Horizontalverstellung	303,85 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.500	Kopfstütze in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.112	Aufnahme für Kopfstütze, 15 x 15 mm	14,25 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.113	Aufnahme für Kopfstütze Muschelform, 15 x 15 mm	14,25 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.114	Aufnahme für Kopfstütze, 10 x 10 mm	14,25 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.108	Tiefeneinschub, Verbindung Kopfstützenaufnahme u. -halter, 15 x 15 mm, 180 mm (T)	5,95 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.109	Tiefeneinschub, horizontal verstellbar, Verbindungsstück Kopfstützenaufnahme und -halter, 15 x 15 mm, 280 x 140 mm (H x T), nur mit Artikelnr. SYS.KOP.100/101	96,80 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.100	Kopfstützenhalterung gerade, 15 x 15 mm, 450 mm (H)*	33,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.101	Kopfstützenhalterung gekröpft, 15 x 15 mm, 450 mm (H)*	33,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.102	Kopfstützenhalterung gerade, abklappbar, 15 x 15 mm, 450 mm (H)*	84,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.103	Kopfstützenhalterung mit Lamellengelenk, 15 x 15 mm, 310 x 160 mm (H x T)*	38,70 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.104	Kopfstützenhalterung mit Konusgelenk, 15 x 15 mm, 320 x 150 mm (H x T)*	62,15 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.105	Kopfstützenhalterung mit Konusgelenk, 10 x 10 mm, 320 x 150 mm (H x T)**	68,25 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.106	Kopfstützenhalterung tiefen- und seitenverstellbar, 15 x 15 mm, 280 x 140 mm (H x T)*	77,45 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.107	Kopfstützenhalterung tiefen- und seitenverstellbar, 3D-verstellbar, 15 x 15 mm*	161,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.110	Kopfstützenhalterung mit zwei Rastergelenken u. Montageplatte, 15 x 15 mm*	75,40 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.111	Kopfstützenhalterung mit zwei Rastergelenken u. Montageplatte aus V2A, 15 x 15 mm*	71,10 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.115	Kopfstützenhalterung stark gekröpft, 15 x 15 mm, 450 mm (H)*	33,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.052/053	Bezug für Kopfstütze flach geformt Gr.1-2	84,05 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.058-060	Bezug für Kopfstütze mit seitlicher Führung, Gr.1-3	86,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.063/064	Bezug für Kopfstütze Muschelform (Kunststoff), Gr.1-2	86,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.068-070	Bezug für Kopfstütze Muschelform, Gr.1-3	86,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.073	Bezug für Kopfstütze als Rückenverlängerung	122,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.074	Bezug für Kopfstütze integriert aus Abdruck	122,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.075	Bezug für Kopfstütze dreiteilig	152,44 €
<input type="checkbox"/> SYS.KOP.BEZ.500	Bezug für Kopfstütze in Sonderanfertigung	auf Anfrage
<input checked="" type="checkbox"/> SYS.UNI.002	Unihalter gekröpft, 15 x 15 mm mit 4 Langlöchern, Edelstahl*	31,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> SYS.UNI.003	Unihalter flach, 10 x 10 mm, mit 4 Bohrungen, Edelstahl**	31,00 €

## 7. ARMLEHNENSYSTEME

Wählen Sie für jede Körperseite - aus Sicht des Patienten – eine Armlehne, einen Armlehnenträger und ggf. Bezüge aus. Für Anbauteile in dieser Kategorie verwenden wir flache Unihalter, falls benötigt (15 x 15 mm\*/ 10 x 10 mm\*\*). Wünschen Sie andere Unihalter, machen Sie bitte unter Punkt 13 Ihr Kreuz.

Seite	Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.030 Armlehne gepolstert, flach, Gr.1, ca. 80 x 200 mm (B x T)	36,70 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.031 Armlehne gepolstert, flach, Gr.2, ca. 120 x 260 mm (B x T)	38,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.032 Armlehne gepolstert, flach, Gr.3, ca. 160 x 320 mm (B x T)	40,25 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.033 Armlehne gepolstert, flach, Gr.4, ca. 160 x 400 mm (B x T)	42,80 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.034 Armlehne gepolstert, mit lateraler Führung, Gr.1, ca. 80 x 200 mm (B x T)	38,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.035 Armlehne gepolstert, mit lateraler Führung, Gr.2, ca. 120 x 260 mm (B x T)	40,25 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.036 Armlehne gepolstert, mit lateraler Führung, Gr.3, ca. 160 x 320 mm (B x T)	40,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.037 Armlehne gepolstert, mit lateraler Führung, Gr.4, ca. 160 x 400 mm (B x T)	45,35 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.038 Armlehne mit Integralschaumpolster, Gr.1, 160 mm (T)	23,45 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.039 Armlehne mit Integralschaumpolster, Gr.2, 200 mm (T)	29,55 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.500 Armlehne in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.042/043 Drehadapter für Armlehne mit Konusgelenk und Aufnahme für 15 x 15 mm	56,50 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.048/049 Armlehnenrager mit Konusgelenk 10 x 10 mm, 350 x 160 mm (H x T)**	54,00 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.050/051 Armlehnenrager fest, 10 x 10 mm, 330 x 150 mm (H x T)**	30,10 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.052/053 Armlehnenrager fest, 15 x 15 mm, 350 x 150 mm (H x T)*	29,00 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.054/055 Armlehnenrager mit Lamellengelenk, 15 x 15 mm, 330 x 150 mm (H x T)*	38,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.056/057 Armlehnenrager mit Konusgelenk, 15 x 15 mm, 330 x 150 mm (H x T)*	41,55 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.058/059 Armlehnenrager mit Rastergelenk, 15 x 15 mm, 330 x 150 mm (H x T)*	44,30 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.060/061 Armlehnenrager mit Rastergelenk, abklappbar, 15 x 15 mm, 320 x 150 mm (H x T)*	86,10 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.030 Bezug fur Armlehne, flach, gepolstert, Gr.1	39,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.031 Bezug fur Armlehne, flach, gepolstert, Gr.2	40,75 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.032 Bezug fur Armlehne, flach, gepolstert, Gr.3	41,80 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.033 Bezug fur Armlehne, flach, gepolstert, Gr.4	42,80 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.034 Bezug fur Armlehne, gepolstert, mit lateraler Fuhrung, Gr.1	58,10 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.035 Bezug fur Armlehne, gepolstert, mit lateraler Fuhrung, Gr.2	59,10 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.036 Bezug fur Armlehne, gepolstert, mit lateraler Fuhrung, Gr.3	60,15 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.037 Bezug fur Armlehne, gepolstert, mit lateraler Fuhrung, Gr.4	61,15 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYS.ARM.BEZ.500 Bezug fur Armlehne in Sonderanfertigung	auf Anfrage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS.UNI.001 Unihalter flach, 15 x 15 mm, mit 4 Langlochern, Edelstahl*	31,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SYS.UNI.003 Unihalter flach, 10 x 10 mm, mit 4 Bohrungen, Edelstahl**	31,00 €

## 8. FUBANKANLAGEN

Samtliche aus Aluminium gefertigten Anbauteile sind matt schwarz pulverbeschichtet.

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stuck
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.040 Fubank durchgehend mit Fersenkante, Gr.1, 300 x 180 mm (B x T)	63,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.041 Fubank durchgehend mit Fersenkante, Gr.2, 360 x 240 mm (B x T)	67,30 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.042 Fubank durchgehend mit Fersenkante, Gr.3, 420 x 280 mm (B x T)	69,80 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.043 Fubank durchgehend mit Fersenkante, Gr.4, 480 x 320 mm (B x T)	74,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.044 Fubank geteilt mit Fersenkante, Gr.1, 150 x 175 mm (B x T), Paar	79,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.045 Fubank geteilt mit Fersenkante, Gr.2, 180 x 235 mm (B x T), Paar	86,70 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.046 Fubank geteilt mit Fersenkante, Gr.3, 210 x 275 mm (B x T), Paar	94,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.047 Fubank geteilt mit Fersenkante, Gr.4, 240 x 315 mm (B x T), Paar	99,80 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.048 Fuschale aus ABS, bruchfest, Gr.1, innen 65 x 150 mm (B x T), Paar	117,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.049 Fuschale aus ABS, bruchfest, Gr.2, innen 85 x 200 mm (B x T), Paar	122,40 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.050 Fuschale aus ABS, bruchfest, Gr.3, innen 90 x 230 mm (B x T), Paar	124,90 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.051 Fuschale aus ABS, bruchfest, Gr.4, innen 105 x 270 mm (B x T), Paar	127,40 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.052 Fuschale Alu, Gr.1, 60 x 175 mm (B x T), Paar	84,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.053 Fuschale Alu, Gr.2, 75 x 200 mm (B x T), Paar	89,10 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.054 Fuschale Alu, Gr.3, 90 x 230 mm (B x T), Paar	92,80 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.055 Fuschale Alu, Gr.4, 120 x 270 mm (B x T), Paar	97,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.112 Fukasten Alu, mit festem Fuwinkel, verstellbarem Kniewinkel und Unihalter, komplett gepolstert, ohne Bezuge, in Sonderanfertigung	600,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.113 Fukasten Alu, zur Montage an vorhandener Fustutze, komplett gepolstert, ohne Bezuge, in Sonderanfertigung	456,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.500 Fubank in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.100 Kniewinkel fest 90°, 15 x 15 mm, 500 x 300 mm (H x T), Paar	84,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.119 Kniewinkel fest 90°, 20 x 20 mm, 500 x 300 mm (H x T), Paar	86,60 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.101 Kniewinkel verstellbar uber Lamellengelenk, 15 x 15 mm, 500 x 300 mm (H x T), Paar	120,70 €

❑ SYS.FUS.102	Kniewinkel verstellbar über Konusgelenk, 15 x 15 mm, 520 x 220 mm (H x T), Paar	130,40 €
❑ SYS.FUS.103	Kniewinkel verstellbar über Rastergelenk, 15 x 15 mm, 520 x 220 mm (H x T), Paar	138,60 €
❑ SYS.FUS.120	Kniewinkel verstellbar über Konusgelenk, 20 x 20 mm, 500 x 300 mm (H x T), Paar	139,80 €
❑ SYS.FUS.104	Fußwinkel 90° fest, 15 x 15 mm, Gr.1, 190 mm (T), Paar	64,70 €
❑ SYS.FUS.105	Fußwinkel 90° fest, 15 x 15 mm, Gr.2, 240 mm (T), Paar	68,80 €
❑ SYS.FUS.106	Fußwinkel 90° fest, 15 x 15 mm, Gr.3, 280 mm (T), Paar	72,80 €
❑ SYS.FUS.121	Fußwinkel 90° fest, 20 x 20 mm, 280 mm (T), Paar	79,70 €
❑ SYS.FUS.107	Fußwinkel verstellbar über Lamellengelenk, 15 x 15 mm, 240 mm (T), Paar	131,40 €
❑ SYS.FUS.108	Fußwinkel verstellbar über Rastergelenk, 15 x 15 mm, 240 mm (T), Paar	133,20 €
❑ SYS.FUS.109	Fußwinkel einstellbar und hochklappbar, 15 x 15 mm, 290 mm (T), Paar	147,80 €
❑ SYS.FUS.122	Fußwinkel verstellbar über Lamellengelenk, 20 x 20 mm, 280 mm (T), Paar	138,40 €
❑ SYS.FUS.123	Fußwinkel einstellbar und hochklappbar, 20 x 20 mm, 280 mm (T), Paar	159,00 €
❑ SYS.FUS.110	Anti-Rutsch Gripfolie für verschiedene Fußbankarten (nicht rabattierbar)	19,40 €
❑ SYS.FUS.111	Abweiserollen für Fußbank	30,60 €
❑ SYS.FUS.114	Außenranderhöhung oder Fersenkante am Fußbrett in Sonderanfertigung	39,75 €
❑ SYS.FUS.115	Fußbankerweiterung für vorhandene Fußbank mit Fersenkante in Sonderanfertigung	124,50 €
❑ SYS.FUS.116	Montage Fußbankanlage mit zwei Unihaltern unter der Schale	64,00 €
❑ SYS.FUS.POL.040	Polster für Fußbank durchgehend, Gr.1, 320 x 190 mm (B x T)	51,00 €
❑ SYS.FUS.POL.041	Polster für Fußbank durchgehend, Gr.2, 380 x 250 mm (B x T)	56,00 €
❑ SYS.FUS.POL.042	Polster für Fußbank durchgehend, Gr.3, 440 x 290 mm (B x T)	61,50 €
❑ SYS.FUS.POL.043	Polster für Fußbank durchgehend, Gr.4, 500 x 300 mm (B x T)	66,70 €
❑ SYS.FUS.POL.044	Polster für Fußbank geteilt, Gr.1, 170 x 185 mm (B x T), Paar	102,00 €
❑ SYS.FUS.POL.045	Polster für Fußbank geteilt, Gr.2, 200 x 245 mm (B x T), Paar	112,00 €
❑ SYS.FUS.POL.046	Polster für Fußbank geteilt, Gr.3, 230 x 285 mm (B x T), Paar	123,00 €
❑ SYS.FUS.POL.047	Polster für Fußbank geteilt, Gr.4, 260 x 325 mm (B x T), Paar	133,40 €
❑ SYS.FUS.POL.200	Wadenpolster durchgehend, Gr.1, 300 x 80 mm (B x H)	91,75 €
❑ SYS.FUS.POL.201	Wadenpolster durchgehend, Gr.2, 360 x 110 mm (B x H)	94,25 €
❑ SYS.FUS.POL.202	Wadenpolster durchgehend, Gr.3, 420 x 140 mm (B x H)	96,80 €
❑ SYS.FUS.POL.203	Wadenpolster durchgehend, Gr.4, 480 x 170 mm (B x H)	99,35 €
❑ SYS.FUS.POL.204	Wadenpolster geteilt, Gr.1, 150 x 80 mm (B x H), Paar	152,50 €
❑ SYS.FUS.POL.205	Wadenpolster geteilt, Gr.2, 180 x 80 mm (B x H), Paar	158,50 €
❑ SYS.FUS.POL.206	Wadenpolster geteilt, Gr.3, 210 x 80 mm (B x H), Paar	163,60 €
❑ SYS.FUS.POL.207	Wadenpolster geteilt, Gr.4, 240 x 80 mm (B x H), Paar	168,70 €
❑ SYS.FUS.BEZ.040	Bezug für Fußbankpolster durchgehend, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.1	41,00 €
❑ SYS.FUS.BEZ.041	Bezug für Fußbankpolster durchgehend, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.2	42,80 €
❑ SYS.FUS.BEZ.042	Bezug für Fußbankpolster durchgehend, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.3	44,85 €
❑ SYS.FUS.BEZ.043	Bezug für Fußbankpolster durchgehend, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.4	46,90 €
❑ SYS.FUS.BEZ.044	Bezug für Fußbankpolster geteilt, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.1, Paar	82,00 €
❑ SYS.FUS.BEZ.045	Bezug für Fußbankpolster geteilt, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.2, Paar	84,60 €
❑ SYS.FUS.BEZ.046	Bezug für Fußbankpolster geteilt, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.3, Paar	89,70 €
❑ SYS.FUS.BEZ.047	Bezug für Fußbankpolster geteilt, gepolstert, mit Fersenkante, Gr.4, Paar	93,70 €
❑ SYS.FUS.BEZ.500	Bezug für Fußbank in Sonderanfertigung nach Aufwand	auf Anfrage
❑ SYS.FUS.BEZ.113	Bezug für komplett gepolsterten Fußkasten	auf Anfrage
❑ SYS.FUS.BEZ.200	Bezug für Wadenpolster durchgehend, Gr.1	41,00 €
❑ SYS.FUS.BEZ.201	Bezug für Wadenpolster durchgehend, Gr.2	42,80 €
❑ SYS.FUS.BEZ.202	Bezug für Wadenpolster durchgehend, Gr.3	44,85 €
❑ SYS.FUS.BEZ.203	Bezug für Wadenpolster durchgehend, Gr.4	46,90 €
❑ SYS.FUS.BEZ.204	Bezug für Wadenpolster geteilt, Gr.1, Paar	82,00 €
❑ SYS.FUS.BEZ.205	Bezug für Wadenpolster geteilt, Gr.2, Paar	85,60 €
❑ SYS.FUS.BEZ.206	Bezug für Wadenpolster geteilt, Gr.3, Paar	89,70 €
❑ SYS.FUS.BEZ.207	Bezug für Wadenpolster geteilt, Gr.4, Paar	93,80 €

## 9. ADAPTIONSSYSTEME

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
❑ SYS.ADA.001	Zwei Winkel z. Arretierung d. Sitzes / Rückens + Rückenlaufgurt z. Montage am Rollstuhl	70,50 €
❑ SYS.ADA.021	Ein großer Winkel z. Arretierung des Sitzes + Rückenlaufgurt z. Montage am Rollstuhl	70,50 €
❑ SYS.ADA.002	Feste Montage auf E-Rollstuhl	168,00 €
❑ SYS.ADA.003	Adaptionssystem auf Pflege- und Stehrollstühlen	172,00 €
❑ SYS.ADA.004	Verbindung Sitz und Rücken über Scharnier	50,95 €
❑ SYS.ADA.005	Verbindung Sitz und Rücken fest verschraubt, Set	113,00 €
❑ SYS.ADA.006	Rückenmodul am Rückenrahmen fixiert	39,50 €
❑ SYS.ADA.007	Zwei Winkel zur Arretierung des Sitzes	20,35 €
❑ SYS.ADA.008	Montage auf Sitzschalenträger	70,30 €
❑ SYS.ADA.009	Montage fest am Untergestell	111,00 €
❑ SYS.ADA.010	Montage der Rückenbefestigung am Untergestell	76,50 €
❑ SYS.ADA.011	Rückenwinkel über Schlingfeder verstellbar	423,00 €



<input type="checkbox"/> SYS.ADA.012	Montage zwei höhenverstellbare Schiebegriffe am Rücken, Set	300,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.ADA.013	Rückenumlaufgurt mit Montage	30,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.ADA.014	Trapezadapter Satz 3 -teilig, bestehend aus Oberteil, Unterteil und Sicherungsschnapper	226,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.ADA.022	Ein großer Winkel zur Arretierung des Sitzes	20,35 €

## 10. BEGURTUNG

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.001	Beckengurt "Bodypoint" 2-Punkt XS, Polsterlänge 36 cm	196,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.002	Beckengurt "Bodypoint" 2-Punkt S, Polsterlänge 43 cm	196,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.003	Beckengurt "Bodypoint" 2-Punkt M, Polsterlänge 53 cm	196,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.004	Beckengurt "Bodypoint" 2-Punkt L, Polsterlänge 70 cm	196,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.005	Beckengurt "Bodypoint" 4-Punkt XS, Polsterlänge 30 cm	233,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.006	Beckengurt "Bodypoint" 4-Punkt S, Polsterlänge 42 cm	233,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.007	Beckengurt "Bodypoint" 4-Punkt M, Polsterlänge 51 cm	233,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.008	Beckengurt "Bodypoint" 4-Punkt L, Polsterlänge 68 cm	233,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.009	Hüftfixationssystem "Pelvi Loc" mit Montage, XXS	304,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.010	Hüftfixationssystem "Pelvi Loc" mit Montage, XS	304,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.011	Hüftfixationssystem "Pelvi Loc" mit Montage, S	304,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.012	Hüftfixationssystem "Pelvi Loc" mit Montage, M	304,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.013	Hüftfixationssystem "Pelvi Loc" mit Montage, L	304,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.014	Spinendruckpolster für Beckengurt aus Gel „Bodypoint“	101,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.015	Sicherheitskappe für Beckengurt "Bodypoint"	26,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.026	Sitzhose Standard, Skai außen / Stoff innen, XXS, Sitzbreite 16 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.016	Sitzhose Standard, Skai außen / Stoff innen, XS, Sitzbreite 21 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.017	Sitzhose Standard, Skai außen / Stoff innen, S, Sitzbreite 25 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.018	Sitzhose Standard, Skai außen / Stoff innen, M, Sitzbreite 29 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.019	Sitzhose Standard, Skai außen / Stoff innen, L, Sitzbreite 35 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.027	Sitzhose T-Form, Skai außen / Stoff innen, XXS, Sitzbreite 16 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.020	Sitzhose T-Form, Skai außen / Stoff innen, XS, Sitzbreite 21 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.021	Sitzhose T-Form, Skai außen / Stoff innen, S, Sitzbreite 25 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.022	Sitzhose T-Form, Skai außen / Stoff innen, M, Sitzbreite 29 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.023	Sitzhose T-Form, Skai außen / Stoff innen, L, Sitzbreite 35 cm	159,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.024	Sonderanfertigung Sitzhose	181,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.SIT.GUR.025	Schnallen und Schlitze für vorhandene Begurtung im Sitzbereich vorbereiten	28,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.ARM.GUR.001	Armfixierung nach Maß, klein, Gurtbreite 5 mm, Umfang 120 mm, Paar	136,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.ARM.GUR.002	Armfixierung nach Maß, groß, Gurtbreite 7 mm, Umfang 180 mm, Paar	136,60 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.001	Brust-Schultergurt unisex, Neopren, ohne Reißverschluss, XS	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.002	Brust-Schultergurt unisex, Neopren, ohne Reißverschluss, S	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.003	Brust-Schultergurt unisex, Neopren, ohne Reißverschluss, M	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.004	Brust-Schultergurt unisex, Neopren, ohne Reißverschluss, L	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.005	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, XS	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.006	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, S	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.007	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, M	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.008	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, L	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.009	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, mit Reißverschluss, XS	182,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.010	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, mit Reißverschluss, S	182,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.011	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, mit Reißverschluss, M	182,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.012	Brust-Schultergurt unisex, außen Skai / innen Stoff, mit Reißverschluss, L	182,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.013	Brust-Schultergurt weibliche Form, Neopren, ohne Reißverschluss, XS	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.014	Brust-Schultergurt weibliche Form, Neopren, ohne Reißverschluss, S	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.015	Brust-Schultergurt weibliche Form, Neopren, ohne Reißverschluss, M	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.016	Brust-Schultergurt weibliche Form, Neopren, ohne Reißverschluss, L	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.017	Brust-Schultergurt weibliche Form, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, XS	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.018	Brust-Schultergurt weibliche Form, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, S	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.019	Brust-Schultergurt weibliche Form, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, M	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.020	Brust-Schultergurt weibliche Form, außen Skai / innen Stoff, ohne Reißverschluss, L	172,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.021	Brust-Schultergurt vorderseitig anpassbar, Nylon, XS	203,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.022	Brust-Schultergurt vorderseitig anpassbar, Nylon, S	203,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.023	Brust-Schultergurt vorderseitig anpassbar, Nylon, M	203,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.024	Brust-Schultergurt vorderseitig anpassbar, Nylon, L	203,00 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.025	Sonderanfertigung Brust-Schultergurt nach Schnittmuster	242,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.026	Sonderanfertigung Brustgurt mit Montage	178,50 €
<input type="checkbox"/> SYS.THO.GUR.029	Schnallen und Schlitze für vorhandene Begurtung im Thoraxbereich vorbereiten	28,00 €

<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.001	Gamaschen "Ankle-Huggers" XS, Paar, Umfang 140 mm	182,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.002	Gamaschen "Ankle-Huggers" S, Paar, Umfang 180 mm	182,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.003	Gamaschen "Ankle-Huggers" M, Paar, Umfang 240 mm	188,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.004	Gamaschen "Ankle-Huggers" L, Paar, Umfang 280 mm	188,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.005	Fußriemen mit Umlenkschlaufe inkl. Polster, verstärkt, Paar	89,20 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.007	Oberschenkelgurt mit Polster, Paar	224,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.FUS.GUR.008	Unterschenkelgurt mit Polster, Paar	224,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.GUR.001	Querträger Gurtführung 380 mm breit mit 25 mm Klappschnalle, für 15 x 15 mm	141,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.GUR.002	Querträger Gurtführung 300 mm breit mit 25 mm Klappschnalle, für 15 x 15 mm	131,45 €
<input type="checkbox"/>	SYS.GUR.003	Gurterhöhung und -halter aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet, 260 mm (H), Set	41,00 €

## 11. SITZSCHALENZUBEHÖR

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
	Therapietisch aus 9 mm Wisa-Multiwall in hellgrauer, stark belastbarer Oberfläche	
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.001 Gr.1, 500 x 530 mm (B x T)	177,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.002 Gr.2, 600 x 630 mm (B x T)	187,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.003 Gr.3, 700 x 730 mm (B x T)	197,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.100 Therapietisch Größe und Material individuell in Sonderanfertigung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.101-103 Randleisten-Set für Therapietisch Gr.1-3	98,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.104 Tischhalter Set: Tischrohraufnahme mit Schlitz, Tischrohr, Aufnahme 15 x 15 mm mit Gelenk	90,70 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.105 Polster für Therapietisch 2 cm	90,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.106 Tischaufnahme einschiebbar unter dem Sitz (Aktivstühle)	163,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.107 Tischrohraufnahme mit Schlitz und Flügelschraube	49,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.500 Therapietisch in Sonderanfertigung nach Zeichnung	auf Anfrage
<input type="checkbox"/>	SYS.TIS.BEZ.001 Bezug für Therapietischpolster	101,00 €

## 12. SITZSCHALENZUBEHÖR (NICHT RABATTIERBAR)

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.001 Infusionsständer, inkl. Halterung	153,85 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.004 Halter für Beatmungsgerät in Sonderanfertigung, matt schwarz pulverbeschichtet	224,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.005 Haltekasten für Absauggerät in Sonderanfertigung, matt schwarz pulverbeschichtet	183,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.006 Haltekasten für Pulsoximeter in Sonderanfertigung, matt schwarz pulverbeschichtet	183,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.007 Edelstahl-Köcher für Katheterschläuche	122,50 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.008 Halter für Monitor, matt schwarz pulverbeschichtet, in Sonderanfertigung	183,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.009 Halter für Gas-Sauerstoffflasche, matt schwarz pulverbeschichtet	183,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.MED.010 Halter für Flüssig-Sauerstoffflasche, matt schwarz pulverbeschichtet	183,00 €

## 13. UNIHALTER

Wünschen Sie andere Unihalter, als in den vorangehenden Kategorien beschrieben, setzen Sie hier Ihre(e) Kreuz(e).

Artikelnummer	Artikel	Preis je Stück
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.001 Universalhalter flach, 15 x 15 mm, mit 4 Langlöchern, Edelstahl	31,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.002 Universalhalter gekröpft, 15 x 15 mm, mit 4 Langlöchern, Edelstahl	31,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.003 Universalhalter flach, 10 x 10 mm, mit 4 Bohrungen, Edelstahl	31,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.004 Universalhalter gekröpft, 15 x 15 mm, mit 4 Bohrungen, schwarz, mit Flächenklemmung	36,80 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.005 Universalhalter flach, 15 x 15 mm, mit 4 Bohrungen, schwarz, mit Flächenklemmung	36,80 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.007 Universalhalter klein, gekröpft, 15 x 15 mm, mit 2 Bohrungen, Edelstahl	31,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.008 Universalhalter klein, flach, 15 x 15 mm, mit 2 Langlöchern, Edelstahl	31,00 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.010 Universalhalter flach, 20 x 20 mm, mit 2 Langlöchern, Edelstahl	34,65 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.011 Universalhalter gekröpft, 20 x 20 mm, mit 2 Langlöchern, Edelstahl	35,70 €
<input type="checkbox"/>	SYS.UNI.012 Universalhalter abklappbar, 15 x 15 mm, mit 4 Langlöchern, Edelstahl	75,00 €

#### 14. DIENSTLEISTUNGSPAKETE (NICHT RABATTIERBAR)

Artikelnummer	Artikel	Preis
<input type="checkbox"/> DIE.001	Dienstleistungspauschale Vakuumabdruck, Scan und Datensicherung	299,00 €
<input type="checkbox"/> DIE.002	Dienstleistungspauschale Maßnahme / Beratung durch OssTec Mitarbeiter	169,00 €
<input type="checkbox"/> DIE.003	Dienstleistungspauschale Anprobe durch OssTec Mitarbeiter	169,00 €
<input type="checkbox"/> DIE.004	Weichschaumabdruck am Patienten mit Einbau in Maßschale	485,00 €
<input type="checkbox"/> DIE.005	Dienstleistungspauschale Scan und Bearbeitung	95,00 €
<input type="checkbox"/> DIE.006	Mechaniker-Stunde für Umbauarbeiten	52,50 €
<input type="checkbox"/> DIE.008	CAD-Techniker-Stunde für Umarbeitungswünsche	75,00 €
<input type="checkbox"/> VER.001	Versand	12,50 €
<input type="checkbox"/> VER.002	Versand Großware	45,00 €
<input type="checkbox"/> VER.003	Versand auf Palette	85,00 €
<input type="checkbox"/> VER.004	Versand Export bis 12,5 Kg	25,00 €
<input type="checkbox"/> VER.005	Versand mit Rollstuhl inkl. Sitzsystem	45,00 €
<input type="checkbox"/> VER.008	Versand Kleinteile	8,50 €
<input type="checkbox"/> VER.009	Versand mit Spedition	85,00 €

#### 15. HINWEISE:

Bitte füllen Sie bei Bestellungen die folgenden Seiten aus. Ohne ausgefüllten Maßzettel, Hilfsmittelinformationen und Bearbeitungshinweise können wir die Bestellungen nicht bearbeiten. Die Abwicklung der Bestellung verzögert sich, wenn uns nicht alle nötigen Informationen vorliegen.

Bei Rückfragen zur Konzepterstellung stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung!

Alle Preise verstehen sich inklusive Montage, Schrauben und Montagezubehör, netto in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand.


#### Notizen zum Kostenvorschlag / zur Bestellung



## Polstermaße für Schalenbau

Bitte tragen Sie die **Polstermaße** in cm ein. Die Angaben „links“ und „rechts“ sind immer aus Sicht der sitzenden Person zu sehen. Fett gedruckte Maße müssen angegeben werden.

A) Kopfhöhe	
<b>B) Schulterhöhe</b>	
<b>C) Achselhöhe links</b>	
<b>Achselhöhe rechts</b>	
D) Ellenbogenhöhe	
E) Hüfthöhe	
<b>F) Sitztiefe links</b>	
<b>Sitztiefe rechts</b>	
G) Oberschenkelhöhe	
H) Knielänge	
I) Unterschenkellänge	
J) Fußsohlenlänge	
K) Schulterbreite	
<b>L) Brustbreite</b>	
M) Taillenbreite	
<b>N) Sitzbreite vorne</b>	
<b>Sitzbreite hinten</b>	
<b>O) Thoraxtiefe</b>	



Sitzmulde flach	
Sitzmulde ausgeprägt	
Oberschenkelführung hoch	
Beckenvorverlagerung, Dicke	
Beckenvorverlagerung bis Höhe	
Lordosenstützung Dicke	
Lordosenstützung Höhe	

### Notizen für Werkstatt

### Notizen für Außendienst

**Gewünschtes Material Sitz:**

(Systeme *nach Maß* werden ausschließlich in den markierten Materialien gefertigt\*)

 Frame Foam\* PU RG40 PU RG50\* PU RG70 PU RG100 PE LD24 Anderes Material Rücken oder

Schaumstoffkombinationswünsche\*: \_\_\_\_\_

**Maße zur Bearbeitung:** [Hinweise/Erklärung siehe www.osstec.de/bearbeitungshinweise](http://www.osstec.de/bearbeitungshinweise)

3D Offset in mm: \_\_\_\_\_

Verbreiterung in mm: \_\_\_\_\_

Inklination (A-B) in cm links/rechts: \_\_\_\_\_

Fräsung der Aluschale in cm: \_\_\_\_\_

Oder Außenmaß Aluschale in cm: \_\_\_\_\_

Symmetrische Bearbeitung, welche Körperseite behalten?  links -  rechts**Informationen zum Ablauf der Versorgungen:**

- Hilfsmittel wird an OssTec versendet, um einen optimalen Einbau zu gewährleisten
- Sitzsystem soll ohne Hilfsmittel gebaut werden
- Versand an Kunden, ggf. auch auf Palette, wird entschieden nach Gurtmaß
- Mitnahme durch Außendienst
- Abholung durch Kunden

**Hilfsmittel:**

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Sitzbreite in cm: \_\_\_\_\_

(von Innenseite Seitenteil bis Innenseite Seitenteil)

Sitztiefe in cm: \_\_\_\_\_

(Sitzplatte vorne bis Rückenrohr bzw. bis zur Mitte fester Rücken)

Rückenhöhe: \_\_\_\_\_

(Von Sitzplatte bis Oberkante Rückenbespannung)

**Notizen zum Hilfsmittel**