

# Bestellformular für HQ anatomische Sitzkissen

**Absender:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_  
**Kommission:** \_\_\_\_\_  
**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

## Kissenform, Optionen, Deckschaum:


- HQ.SK.210 / HQ99.00.210**



**HQ Kissen "stark konturiert":**

tief eingefräste Sitzbeine für einen verbesserten Druckausgleich. Eine Einfräsung für den Genital-Harnleiter Bereich, so dass der Benutzer weniger Druck in diesem Bereich verspürt und die Katheterisierung nicht eingeschränkt wird.

- HQ.AS.211 / HQAS99.00.211**



**HQ Kissen "leicht konturiert":**

anatomischer Sitz, leicht konturiert, mit Beckenmulde und Abduktionsführung sowie Steigerung vom proximalen zum distalen Anteil des Oberschenkels, um die Beckenflexion zu unterstützen Einsatzgebiet: Aktivrollstuhl und Therapiestuhl.


- HQ.AC.212 / HQAC99.00.212**



**HQ Kissen "leicht konturiert mit Rückenpolsteraufsatz":**

anatomischer Sitz, leicht konturiert, mit Beckenmulde und Abduktionsführung sowie Steigerung vom proximalen zum distalen Anteil des Oberschenkels, um die Beckenflexion zu unterstützen. mit einer 3 cm Verlängerung für das Rückenpolster. Einsatzgebiet: Aktivrollstuhl und Therapiestuhl.

- HQ.MS.213 / HQMS99.00.213**



**HQ Schalensitz nach Maß (Aufpreis):**

anatomischer Sitz mit stark konturierter Tuberkante, Abduktion und hoher Oberschenkelführung.

**Material:**

- Frame Foam  
 PU Foam RG50

**Bezugsart (Aufpreis):**

(wenn ein Bezug bestellt wird, wird die Unterseite des Sitzes automatisch mit Flausch versehen, damit die Befestigung einfacher möglich ist.)

**Deckschaum (Aufpreis):**

- HQ.SCH.001 **Kaltschaumschicht 1 cm**  
 HQ.SCH.002 **Kaltschaumschicht 2 cm**  
 HQ.SCH.003 **Viscoschaum 1 cm**  
 HQ.SCH.004 **Viscoschaum 2 cm**  
 HQ.SCH.005 **Visco- u. Kaltschaum je 1 cm**  
(in dieser Folge eingeklebt)  
 HQ.SCH.006 **Kalt- u. Viscoschaum je 1 cm**  
(in dieser Folge eingeklebt)

- HQ.BEZ.001 schwarz 11 uni  
 HQ.BEZ.002 schwarz Abstandsgewirk offen  
 kein Bezug  
 HQ.ZUB.001 **Aluplatte** für HQ Sitzkissen

**Maße zur Bearbeitung:**

Sitzbreite \_\_\_\_\_

Sitztiefe: \_\_\_\_\_