

**Absender:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_ **Kommission:** \_\_\_\_\_

**Fräsungen ohne Aluschale, auf Maß zugeschnitten und geschliffen**

- CAD.KON.001 Fräsung ohne Deckschaum, inkl. Digitalisierung ihres Abdruckes
- CAD.KON.002 Fräsung mit Deckschaum nach Wahl\*\*, inkl. Digitalisierung ihres Abdruckes
- CAD.KON.003 Fräsung ohne Deckschaum, nach STL File
- CAD.KON.004 Fräsung mit Deckschaum nach Wahl\*\*, nach STL File
- CAD.KON.011 Fräsung nur Rücken, ohne Deckschaum, nach STL File
- CAD.KON.012 Fräsung nur Rücken, mit Deckschaum nach Wahl\*\*, nach STL File
- CAD.KON.013 Fräsung nur Sitz, ohne Deckschaum, nach STL File
- CAD.KON.014 Fräsung nur Sitz, mit Deckschaum nach Wahl\*\*, nach STL File

**Fräsungen mit Einbau in Aluschale, auf Maß zugeschnitten und geschliffen**

- CAD.ALU.005 Fräsung ohne Deckschaum, inkl. Digitalisierung ihres Abdruckes
- CAD.ALU.006 Fräsung mit Deckschaum nach Wahl\*\*, inkl. Digitalisierung ihres Abdruckes
- CAD.ALU.007 Fräsung ohne Deckschaum nach STL File
- CAD.ALU.008 Fräsung mit Deckschaum nach Wahl\*\*, nach STL File
- CAD.ALU.009 Fräsung ohne Deckschaum bei Windschlagdeformität
- CAD.ALU.010 Fräsung mit Deckschaum nach Wahl\*\* bei Windschlagdeformität

**Aluschale**

BITTE EINE WÄHLEN, wenn sie CAD.ALU.005-010 bestellen!

- Unbeschichtet (ab Lager)     Silber (ab Lager)
- Wunschfarbton RAL : \_\_\_\_\_

**\*\*Deckschaum**

BITTE EINEN WÄHLEN, wenn sie eine Fräsung mit Deckschaum bestellen.

Es sind max. 2 cm Deckschaum insgesamt möglich.

- 1 cm Kaltschaum     2 cm Kaltschaum
- 1 cm Relaxschaum     2 cm Relaxschaum
- ausgewählten Schaum nur beilegen, nicht einkleben

**Weitere Formate; ohne Deckschaum, ohne Zuschnitt, ohne Schliff, ohne Einbau in Aluschale**

- CAD.SR.DCF Fräsung als Rohling, digitalisieren
- CAD.SR.CF Fräsung als Rohling nach STL File
- CAD.S.DCF Fräsung nur Sitz, digitalisieren
- CAD.S.CF Fräsung nur Sitz nach STL File
- CAD.R.DCF Fräsung nur Rücken, digitalisieren
- CAD.R.CF Fräsung nur Rücken nach STL File

*Beidseitige Fräsungen und andere Sonderformate sind nach Absprache möglich.*

**Gewünschtes Material:**

- OSS32 (ehemals Frame Foam)                       PU RG40                       PU RG50  
 PU RG70 MP 109,-\*                                       PE LD24 MP 109,-\*  
 Andere Schaumkombination: MP 21,50\*

\*MP = Mehrpreis. Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher MwSt.  
Nicht alle Schäume lassen sich kombinieren.

**Details zur Bearbeitung:**

3D Offset in mm: _____	Symmetrische Bearbeitung:
Verbreiterung in mm: _____	<input type="checkbox"/> linke / <input type="checkbox"/> rechte Körperseite behalten und spiegeln
Inklination (A-B) in cm links/rechts: _____	<input type="checkbox"/> Armführung soll mitgefräst werden
Außenmaß <input type="checkbox"/> Fräsung oder <input type="checkbox"/> Aluschale: _____	(wenn im Abdruck vorhanden)
<input type="checkbox"/> Remill (erneutes Fräsen) von OSSTEC	<input type="checkbox"/> Kopie von bestehender Schale
Vorgangsnummer: _____	(Konturen werden übernommen)

**Umarbeitungswünsche, zu berücksichtigende Maße**, ggf. kostenpflichtig nach Aufwand. Tragen Sie hier auch nützliche Informationen zur weiteren Bearbeitung ein. Gibt es Auffälligkeiten im Abdruck oder Informationen über besondere Krankheitsbilder, die bei der Bearbeitung berücksichtigt werden sollten?

**Bitte beachten Sie:**

- Sorgen Sie dafür, dass die Lotpunkte deutlich sichtbar sind.
- Die Rückenhöhe entspricht dem obersten Lotpunkt.
- Sollte der Abdruck durch Kombination von Pelottenbreite, Offset und anderen Angaben nicht kompatibel mit den Armführungen sein, behalten wir uns vor, die Armführungen manuell nachzubilden.
- Details zur Bearbeitung: <https://www.osstec.de/bearbeitungshinweise-cadcam/>

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. [www.osstec.de/agb](http://www.osstec.de/agb)