

Bestellformular für CAD/CAM Matratzen

Absender:	_	Datum:	
Ansprechpartner:		Kommission:	
Gewünschtes Mater ☐ OSS32 ☐ PU RG70 MP 360,-*	ial: ☐ PU RG4		☐ PU RG50 ☐ PE LD24 MP 360,-* eise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher MwSt.
Maße zur Bearbeitur 3D Offset in mm: Verbreiterung in mm:		Symmetrische Bea	arbeitung: e Körperseite behalten und spiegeln
Länge:			rung hoch (Keil muss dafür im
Breite: Höhe (vom tiefsten Punkt im Abdruck):		Abdruck gut ausgeformt sein) Abduktionsführung wie im Abdruck	
Tione (voiii tieisteii ruiiki	tilli Abdrucky.	A Abduktionsium	rung wie iiii Aburuck
Umarbeitungswünsche, zu berücksichtigende Maße, ggf. kostenpflichtig nach Aufwand. Tragen Sie hier auch nützliche Informationen zur weiteren Bearbeitung ein. Gibt es Auffälligkeiten im Abdruck oder Informationen über besondere Krankheitsbilder, die bei der Bearbeitung berücksichtigt werden sollten?			

Bitte beachten Sie:

- Sorgen Sie dafür, dass die Lotpunkte deutlich sichtbar sind.
- Sollte der Abdruck durch Kombination von Pelottenbreite, Offset und anderen Angaben nicht kompatibel mit den Armführungen sein, behalten wir uns vor, die Armführungen manuell nachzubilden.
- Falls die Dateigröße des Scans nicht zwischen ca. 4 MB und 20 MB liegt, prüfen Sie bitte die Exporteinstellungen Ihres Scanners.
- CPX Dateien müssen kostenpflichtig in CPV Dateien umgewandelt werden.
- Details zur Bearbeitung: <u>www.osstec.de/bearbeitungshinweise-cadcam</u>

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.osstec.de/agb

Rev.: 006 Änd.-Datum: 26.03.2025 Datei: BF03 - CADCAMLiege.docx bestellung@osstec.de Seite 1 von 1