


Absender: _____ **Datum:** _____

 _____ **Kommission:** _____
 _____ **Ansprechpartner:** _____

Kissenform, Optionen, Deckschaum:


HQ.SK.210



HQ Kissen "stark konturiert":

tief eingefräste Sitzbeine für einen verbesserten Druckausgleich. Eine Einförsung für den Genital-Harnleiter Bereich, so dass der Benutzer weniger Druck in diesem Bereich verspürt und die Katheterisierung nicht eingeschränkt wird.

HQ.AS.211



HQ Kissen "leicht konturiert":

anatomischer Sitz, leicht konturiert, mit Beckenmulde und Abduktionsführung sowie Steigerung vom proximalen zum distalen Anteil des Oberschenkels, um die Beckenflexion zu unterstützen Einsatzgebiet: Aktivrollstuhl und Therapiestuhl.


HQ.AC.212



HQ Kissen "leicht konturiert mit Rückenpolsteraufsatz":

anatomischer Sitz, leicht konturiert, mit Beckenmulde und Abduktionsführung sowie Steigerung vom proximalen zum distalen Anteil des Oberschenkels, um die Beckenflexion zu unterstützen. mit einer 3 cm Verlängerung für das Rückenpolster. Einsatzgebiet: Aktivrollstuhl und Therapiestuhl.

HQ.MS.213



HQ Schalensitz nach Maß (Aufpreis):

anatomischer Sitz mit stark konturierter Tuberkante, Abduktion und hoher Oberschenkelführung.

Maße zur Bearbeitung:

Sitzbreite _____

Sitztiefe: _____

Material:

- Frame Foam
 PU Foam RG50

Bezugsart (Aufpreis):

(wenn ein Bezug bestellt wird, wird die Unterseite des Sitzes automatisch mit Flausch versehen, damit die Befestigung einfacher möglich ist.)

Deckschaum (Aufpreis), max. 2cm insgesamt!

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.001 | Kaltschaumschicht 1 cm | <input type="checkbox"/> HQ.BEZ.001 | schwarz 11 uni |
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.002 | Kaltschaumschicht 2 cm | <input type="checkbox"/> HQ.BEZ.002 | schwarz Abstandsgewirk offen |
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.003 | Viscoschaum 1 cm | <input type="checkbox"/> | kein Bezug |
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.004 | Viscoschaum 2 cm | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.005 | Visco- u. Kaltschaum je 1 cm
(in dieser Folge eingeklebt) | <input type="checkbox"/> HQ.ZUB.001 | Aluplatte für HQ Sitzkissen |
| <input type="checkbox"/> HQ.SCH.006 | Kalt- u. Viscoschaum je 1 cm
(in dieser Folge eingeklebt) | | |