

Absender: _____ **Datum:** _____

Ansprechpartner: _____ **Kommission:** _____

Kopforthese MANUS Set


Set, vierteilig, bestehend aus: (1) Kopfstütze Aufnahme 4 mm ABS schwarz, Innenteil 3 mm PETG transparent, 2 mm Neoprenbezug, Klettbuttons; (2) Aufnahmeplatte, pulverbeschichtet in schwarz; (3) V2A 15x15 mm glasperlengestrahler Aufnahme mit Kugelgelenk, Länge 850 mm; (4) V2A 15x15 mm glasperlengestrahler Aufnahme, Länge 280 mm und Halter gekröpft

- K.SYS.GR1.001 Set mit Kopforthese Größe 1 (A 23,5 cm, B 15,0 cm, C 9,0 cm) 1375,00 €
- K.SYS.GR2.001 Set mit Kopforthese Größe 2 (A 39,0 cm, B 17,5 cm, C 11,0 cm) 1375,00 €
- K.SYS.GR3.001 Set mit Kopforthese Größe 3 (A 42,0 cm, B 18,0 cm, C 11,5 cm) 1375,00 €




Zubehör


K.SYS.ZUB.001, 48,50€, Winkelstück, Gr.1, 65 x 26 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm




K.SYS.ZUB.002, 51,80 €, Winkelstück, Gr.2, 65 x 48 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm




K.SYS.ZUB.003, 41,80 €, Umlenkung, Länge 50 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm




K.SYS.ZUB.004, 44,50 €, Umlenkung, Länge 65 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm




K.SYS.ZUB.005, 38,50 €, Verlängerung, Länge 55 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm



K.SYS.ZUB.006, 42,40 €, Verlängerung, Länge 75 mm, glasperlengestrahlt, V2A, 15 x 15 mm



K.SYS.ZUB.007, 45,80 €,
Verlängerung, Länge 100
mm, glasperlengestrahlt,
V2A, 15 x 15 mm



K.SYS.ZUB.008, 69,50 €,
Unihalter, abklappbar für
Aufnahme der Kopfstütze,
V2A.



K.SYS.ZUB.009, 64,00 €, Kopfbänderung aus
Neopren

K.SYS.ZUB.012, 745,00 €, Rotationshardware mit
drehbarer Verbindung bis 90° / Rotationskugel

Hinweise

*Alle Preisangaben sind zzgl. MwSt. und als empfohlener Verkaufspreis zu verstehen.